

flex

Jednorazowe
maseczki
ochronne



DANE TECHNICZNE

Jednorazowe maseczki ochronne

WYŁĄCZNIE DO OCHRONY OSOBISTEJ!

EMAIL: textileprotectiveguard@flex.com
NUMER DOKUMENTU: FMS-FMK-X-00X-XX
REWIZJA: VERSION 004

Przeznaczenie

Jednorazowa maska na twarz do użytku niemedycznego..

Maska jednorazowa może pomóc chronić przed niektórymi zanieczyszczeniami cząsteczkowymi, jednakże nie eliminuje ryzyka narażenia się na jakąkolwiek chorobę lub infekcję.

Zastrzeżenie

WYŁĄCZNIE DO OCHRONY OSOBISTEJ!

PRODUKT JEDNORAZOWY. NIE UŻYWAĆ PONOWNIE.

NIEJAŁOWY.

KIEDY NIE NALEŻY UŻYWAĆ JEDNORAZOWEJ MASECZKI OCHRONNEJ:

- 1) DO CELÓW MEDYCZNYCH.
- 2) W PRZYPADKU PEWNEGO KONTAKTU Z PŁYNAMI USTROJOWYMI LUB INNYMI PŁYNAMI NIEBEZPIECZNYMI.
- 3) W WARUNKACH KLINICZNYCH, GDY RYZYKO ZAKAŻENIA PRZEZ DROGI ODDECHOWE JEST WYSOKIE.
- 4) W OBECNOŚCI ŹRÓDEŁ CIEPŁA O WYSOKIEJ INTENSYWNOŚCI (PONAD 40°C LUB 104°F).
- 5) W OBECNOŚCI PALNEGO GAZU.

FLEX NIE GWARANTUJE, ŻE MASKA ZAPOBIEGA ZAKAŻENIU LUB PRZENOSZENIU WIRUSÓW I CHORÓB. JEDNORAZOWA MASKA NIE JEST ZAMIENNIKIEM PROFESJONALNEJ PORADY MEDYCZNEJ, DIAGNOZY LUB LECZENIA.

Dane techniczne

Charakterystyka		Specyfikacja	
	Opis	Prostokątne maski na twarz z elastycznym noskiem i dwiema gumkami nausznymi, po jednej z każdej strony, w celu utrzymania maski na miejscu.	
Materiał	Maska	Materiał zewnętrzny	100% włóknina na bazie polipropylenu
		Warstwa filtrująca	100% włóknina ekstrudowana na bazie polipropylenu
		Materiał wewnętrzny	100% włóknina na bazie polipropylenu
	Nosek	Tworzywo sztuczne z rdzeniem stalowym lub aluminiowym	
	Gumka nauszna	Dzianina z nylonu + spandeksu lub dzianina poliestrowa (bez lateksu)	
Kolor	Część wewnętrzna biała. Część zewnętrzna kolorowa (niebieski, zielony lub inny kolor - zgodnie z kodem artykułu)		
Wymiary	Długość maski (bez gumek)	175mm±5.0mm	
	Szerokość maski	95mm±5.0mm	
	Długość gumek nausznych	185mm±10.0mm	
	Długość noska	106mm±10.0mm	
Pakowanie	50 sztuk / pudełko		
Funkcje / cechy			
Skuteczność filtracji bakteryjnej (BFE)	BFE @ 3.0um duża bakteria ≥95%		
Czystość mikrobiologiczna	≤30 cfu/g		
Przepustowość powietrza/oddychalność	Typ I <40pa/cm2		

Instrukcja użytkowania

Przyłóż maskę białą stroną do nosa i ust, kolorową stroną na zewnątrz, klipsem na nos do góry.

Pętle z gumek załóż na uczy.

Ułóż i dopasuj klips do nosa.

Rozciągnij maskę na podbródek.

Kody produktu

Produkty są oznaczone kodem towaru: **FGM-95*PPP***

Znak „*” jest symbolem zastępczym dla zmiennych liter lub cyfr, zgodnie z przyjętym sposobem kodowania produktu. Znaki określają rozmiary gumki usznej, kolor lub inne cechy, nieistotne dla właściwości produktu podlegających badaniom, testom, kontroli

Przykłady:

FGM-95MPPPB00-001

FGM-95SPPPG00-001

FGM-95MPPPB00-002

FGM-95LPPPGX0-003

Opakowanie

	EUROPA	AZJA I AMERYKI
Ilość masek w pudełku	50	50
Ilość pudełek w opakowaniu zbiorczym	60	50
Ilość masek w opakowaniu zbiorczym	3000	2500

1 opakowanie zbiorcze = minimalna wielkość zamówienia



Znaczenie piktogramów

	Produkt niesterylny.		Zakres temperatur przechowywania produktu (10°- 30° Celsjusza lub 50°- 86° Fahrenheita)
	Nie używać ponownie; tylko do użytku jednorazowego.		Chronić przed wilgocią.
	Nie używać produktu, jeśli opakowanie / pudełko jest uszkodzone.		Pozbywaj się odpadów w odpowiedni sposób.

Normy

Jednorazowa maska na twarz została przetestowana zgodnie z normą EN 14683: 2019 typ I. Nie jest przeznaczona do użytku medycznego.

Standard REACH

Jednorazowa maska na twarz została przetestowana przez autoryzowany instytut badawczy, pod kątem zgodności z REACH.